

## Bestellroutine bei BHM

Folgende Punkte sind bei einer Bestellung einer Hörbrille zu berücksichtigen. Für eine funktionierende Hörbrille benötigen Sie:

1. Hörbügel: monaural (links oder rechts aktiv + Blindbügel) oder binaural (links und rechts aktiv)  
Farbe: braun oder schwarz
2. Brillenfront
3. Ansatzstücke

Für die **Auswahl der richtigen Hörbügel** stehen Ihnen die Datenblätter der beiden Hörbrillen AN-Evo1 und contact star evo1 zur Verfügung.



Für die **Bestellung des Zubehörs** beachten Sie bitte Folgendes:

Zunächst wird das entsprechende Vorderteil (Brillenfrontteil) nach unten stehenden Gesichtspunkten ausgewählt:

- Das Vorderteil soll die Breite des Kopfes bei den Ohren haben, so dass die angesetzten Bügel nahezu im rechten Winkel zum Vorderteil stehen. (Nähere Infos siehe Folder „Tipps und Tricks“)
- Der Nasenrücken des Vorderteiles soll auf der Nase voll aufliegen, aber nicht drücken.
- Da Brillenvorderteile den nötigen Anpressdruck aufbringen müssen, empfiehlt es sich, BHM-Brillenfronten und BHM-Ansatzstücke zu verwenden, da diese eine entsprechende Stabilität aufweisen.

Wählen Sie dazu aus dem Folder „Hörbrillen“ die passende Front und die gewünschten Hör- bzw. Blindbügel aus und geben Sie mithilfe der Artikelnummern unbedingt die gewünschte Größe und Farbe an.

**Beispiel:** Für die Front Nikolai in Größe 57/20, Farbe Silber bestellen Sie Artikelnummer 77733168.



## Modell „Nikolai“

Größe	Abmessungen		Artikelnummer					
	B	C	Gold	Silber	Schwarz	Grau	Rot	Blau
55 / 20	55 mm	20 mm	77733170	77733171	77733172	77734784	77734785	77734783
57 / 20	57 mm	20 mm	77733167	77733168	77733169	77734787	77734788	77734786
59 / 20	59 mm	20 mm	77733381	77733382	77733383			

Zur Bestimmung der richtigen Bügellänge und auch zur ersten Anprobe des Gerätes empfehlen wir die Verwendung der Anpasshilfe BHM-MA1.

Mithilfe dieses Messadapters MA1 (Artikelnummer 77733215) können Sie die korrekte Größe der Ansatzstücke ermitteln. Zur Ermittlung der Bügellänge werden zwei Messadapter MA1 benötigt. Auch hier ist es wichtig, dass Sie mithilfe der Artikelnummer die gewünschte Größe und Farbe angeben.



**Beispiel:** Für die Ansatzstücke in Größe 3, Farbe Gold bestellen Sie Artikelnummer 77733184

## für alle Brillenmodelle, ausgenommen Modell „Florence“

Größe	Gesamtlänge ca.				Artikelnummer					
	AN-Evo1		contact star evo1		Gold	Silber	Schwarz	Grau	Rot	Blau
	mm	inch	mm	inch						
1	78,50	3,08	73,50	2,89	77733367	77733369	77733368			
2	82,00	3,22	77,00	3,02	77733356	77733357	77733358			
3	85,50	3,36	80,50	3,16	77733184	77733187	77733190	77734796	77734797	77734795
4	89,00	3,50	84,00	3,30	77733185	77733188	77733191	77734799	77734800	77734798
5	92,50	3,64	87,50	3,44	77733186	77733189	77733192	77734802	77734803	77734801
6	96,00	3,77	91,00	3,57	77733396	77733397	77733398			
7	99,50	3,91	94,50	3,71	77733399	77733400	77733401			
8	103,00	4,05	98,00	3,85	77733402	77733403	77733404			

### Bestellungen

Wenn Sie alle diese Punkte berücksichtigt haben, senden Sie Ihre Bestellung bitte ausschließlich an:  
[order@bhm-tech.at](mailto:order@bhm-tech.at)

### Bestellungen auf Probe

Wenn Sie eine Hörbrille vorerst nur zur Probe bestellen möchten, habe Sie die Möglichkeit unsere Geräte für 21 Tage zu testen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Hörgeräte nicht gebogen werden dürfen, da wir dies ansonsten verrechnen müssen! Bitte vermerken Sie eine **Bestellung auf Probe** als solche unbedingt in Ihrer Bestellung.

Senden Sie diese bitte ebenfalls an: [order@bhm-tech.at](mailto:order@bhm-tech.at)