

Procedura di ordinazione presso BHM

Per effettuare un ordine di occhiali acustici, si devono considerare i seguenti punti.

Per occhiali acustici funzionanti sono necessari:

1. Stanghetta acustica, monoaurale (sinistra o destra attiva + stanghetta muta) o binaurale (sinistra e destra attive) disponibili in due colorazioni, marrone o nero
2. Frontale per occhiali (parte anteriore dell'occhiale acustico)
3. Templette metalliche, stanghetta + frontale

Per la scelta e l'ordinazione della stanghetta acustica

sono a sua disposizione le schede dati dei due occhiali acustici AN-Evo1 e contact star ev01.



Per la scelta e l'ordinazione dei frontali

accessorio indispensabile per il corretto funzionamento dell'occhiale acustico, si attenga a quanto segue:

- il frontale deve avere la larghezza della testa all'altezza delle orecchie, in modo che le stanghetta acustiche, una volta montate, siano ad angolo retto rispetto alla parte anteriore
- il nasello del frontale deve poggiare completamente sul naso, senza premere.

Attenzione il frontale ha un ruolo molto importante per il corretto funzionamento dell'occhiale acustico, questo infatti, deve permettere alle stanghetta acustiche di esercitare la giusta e necessaria pressione di contatto.

Per questo motivo, raccomandiamo di utilizzare esclusivamente prodotti BHM-Tech, poiché questi sono selezionati in base a rigide procedure che ne testano rigidità e resistenza, caratteristiche che garantiscono la giusta stabilità all'occhiale acustico BHM-Tech.

Per la scelta del frontale, selezioni dalla cartella "Occhiali acustici" l'articolo, la taglia e il colore desiderati.



Esempio - Per il frontale Nikolai, con taglia 57/20, colore argento, ordini il codice articolo 77733168.

Model "Nikolai"

Size	Measurement		Article Number					
	B	C	Gold	Silver	Black	Grey	Red	Blue
55 / 20	55 mm	20 mm	77733170	77733171	77733172	77734784	77734785	77734783
57 / 20	57 mm	20 mm	77733167	77733168	77733169	77734787	77734788	77734786
59 / 20	59 mm	20 mm	77733381	77733382	77733383			

Per determinare la lunghezza corretta della stanghetta acustica e anche per la prima prova dell'apparecchio, consigliamo l'utilizzo dell'adattatore BHM-MA1.

Questo adattatore di misura BHM-MA1 (codice articolo 77733215) le consente di determinare la taglia corretta delle templette metalliche da ordinare.

Per la scelta delle templette metalliche, selezioni dalla cartella "Occhiali acustici" il codice articolo, la taglia e il colore desiderati.



Esempio – Per le templette metalliche con taglia 3, colore oro, ordini il codice articolo 77733184.

for all models, except model "Florence"

Size	Total length appr.				Article Number					
	AN-Evo1		contact star evo1		Gold	Silver	Black	Grey	Red	Blue
	mm	inch	mm	inch						
1	78.50	3.08	73.50	2.89	77733367	77733369	77733368			
2	82.00	3.22	77.00	3.02	77733356	77733357	77733358			
3	85.50	3.36	80.50	3.16	77733184	77733187	77733190	77734796	77734797	77734795
4	89.00	3.50	84.00	3.30	77733185	77733188	77733191	77734799	77734800	77734798
5	92.50	3.64	87.50	3.44	77733186	77733189	77733192	77734802	77734803	77734801
6	96.00	3.77	91.00	3.57	77733396	77733397	77733398			
7	99.50	3.91	94.50	3.71	77733399	77733400	77733401			
8	103.00	4.05	98.00	3.85	77733402	77733403	77733404			

Ordinazioni

Se ha tenuto in considerazione quanto precedentemente descritto, invii il suo ordine esclusivamente a: order@bhm-tech.at