



*„Endlich wieder gut hören!
Und das mit meiner
schicken Brille.“*



BHM-Tech Produktionsgesellschaft mbH
Grafenschachen 242
7423 Grafenschachen, Austria
www.bhm-tech.at

CE erfüllt die Anforderungen nach
93/42 EWG | EN ISO 60601-1 | EN ISO 10993 | EN ISO 14971
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485:2016



Perfektion made in Austria

Ihre Brille als Hörmodul



Version 1.5 - 05/2021

Schön, dass wir uns verstehen! Auch für Menschen mit einer Hörverminderung sollte der Zugang zu verlässlichem Hören eine Selbstverständlichkeit sein, am besten elegant und unauffällig. Schließlich ist die Möglichkeit, sich ungehindert austauschen und sich orientieren zu können, das A & O im Leben!

pan – individuell wie Sie

Besser hören mit Brille. **pan** ist ein ästhetisches System, das den Schall über zwei Richtmikrofone erfasst und durch einen kleinen Lautsprecher in das Ohr überträgt – und das sich bequem auf Ihre individuelle Brille montieren lässt! Damit haben die Experten von BHM ein innovatives Produkt geschaffen, das optisch nicht als Hörunterstützung erkennbar ist und somit völlig neue Maßstäbe in Punkto Innovation und vollendete Technik setzt.

Maximale Wahlmöglichkeit – höchste Zufriedenheit. Eine Brille ist heute mehr als nur eine Sehhilfe: Als modisches Accessoire wird sie, neben den Anforderungen an eine optimale Passform und gutes Sehvermögen, zum Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, Ihres Lifestyles. Schön, dass es mit **pan** erstmals möglich



wird, eine Hörhilfe so in die Brille zu integrieren, dass sie, ganz ohne aufzufallen, beste Hörqualität bringt: Egal, ob Sie Ihre vorhandene Brille weiterverwenden möchten oder sich für eine neue Brille entscheiden.

pan kann mehr

Schön – und gut. **pan** schenkt Ihnen gleich auf mehrfache Weise das gute Gefühl von Sicherheit. Sie können sich wieder ganz selbstverständlich auf Ihre Gesprächspartner konzentrieren und die Gemeinsamkeit genießen.

pan passt sich automatisch an den Lärmpegel des Umfelds an. So können Sie, dank adaptiver Richtwirkung, sogar Flüstern sehr klar von lautem Hintergrund differenzieren, ohne dass die Umgebungsgereusche aus Ihrem Hörfeld verschwinden. Das gilt auch fürs Telefonieren. Sie hören Ihren Gesprächspartner, ohne sich akustisch von der Umgebung zu isolieren. Auch Opern- und Theaterabende werden wieder zu unvergesslichen Ereignissen, da **pan** über einen induktiven Signaleingang verfügt, der Klangerlebnisse in ihrer gesamten Schönheit wirken lässt.

pan schafft auch bei Tinnitus Abhilfe. Stille ist so ziemlich das Schlimmste für Tinnitus-Patienten. Störendes Ohrenklingeln



pan

kann mittels **pan** unterstützend im Rahmen der Tinnitus-Therapie eingesetzt werden.

Bei einseitiger Ertaubung oder schwerer Beeinträchtigung empfehlen wir CROS (contralateral routing of signals) oder BiCROS, was eine sichere Schallübertragung von Ihrem beeinträchtigten Ohr auf Ihr gesundes oder weniger beeinträchtigtes gewährleistet.

In Summe stellt Ihnen **pan** eine Vielzahl von Betriebsarten zur Verfügung, die gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker speziell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. Durch die individualisierte Programmauswahl können Sie **pan** Ihren aktuellen spezifischen Hörbedürfnissen jederzeit flexibel anpassen. Somit ist dieses digitale Hörmodul nicht nur optisch individualisiert, sondern wird exakt Ihren persönlichen Höranforderungen in anspruchsvoller Qualität gerecht.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Sicher und komfortabel sehen und hören – maximaler Tragekomfort
- Einfaches Umstecken – passt sich flexibel an Ihre Brille an
- Perfektes Hörerlebnis auch bei Umgebungsgereuschen
- Klang in seiner vollen Schönheit – schafft auch bei Tinnitus Abhilfe
- pan-CROS oder -BiCROS für sichere Schallübertragung – vor allem bei einseitiger Ertaubung